

neo.lign

Цельные зубы

# Карта форм



choose natural beauty

powered by  
visio.lign

---

## ВЧ фронтальные зубы



## ВЧ фронтальные зубы



## НЧ фронтальные зубы

T33



32,8



8,5

4,7



T35



35,1



9,0


5,0



D38



38,5



8,8


5,6



D41



41,9









8,6

5,8




## ВЧ/НЧ боковые зубы




L - форма

6 Полного протезирования (лингвализованная)

## ВЧ/НЧ боковые зубы





**ЦВЕТА И ФОРМЫ «РАЗНООБРАЗИЕ ЗА СЧЕТ СИСТЕМЫ»**

**neo.lign A**

Передняя сторона / передние зубы



- 13 форм для верхней челюсти
- 4 формы для нижней челюсти

**neo.lign P**

Задняя сторона / боковые зубы

**Формы G**



- многофункциональная структура жевательной поверхности для любых окклюзионных концепций

**Формы L**



- лингвализованная структура жевательной поверхности для полного протезирования

Доступные размеры



маленький большой

Доступные размеры



маленький большой



**Таблица комбинаций neo.lign цельные зубы**

Фронтальные зубы		Боковые зубы ВЧ/НЧ	
ВЧ	НЧ	G - форма	L - форма
F41	T33	G2	L1 / L2
B43	T33 / T35	G2	L2
C43	T33 / T35	G2	L2
A44	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
F44	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
I45	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
H46	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
S46	T35 / D38	G3	L3
I47	D38	G3	L3
D48	D38	G3 / G4	L3 / L4
M48	D38	G3 / G4	L3 / L4
D49	D38 / D41	G3 / G4	L3 / L4
B51	D41	G4	L4

**neo.lign цельные зубы к novo.lign винирым фасеткам Боковые зубы ВЧ/НЧ**

neo.lign L - форма	novo.lign W - форма
L1	-
L2	W3
L3	W4
L4	W5

## neo.lign Карта форм

Цельные зубы



choose natural beauty

bredent  
group

000329RU-20210629

Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений



Обращайтесь пожалуйста в соответствующий филиал bredent group или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.  
bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · T: +49 7309 872-443 · Ф: +49 7309 872-444 · [www.visio-lign.com](http://www.visio-lign.com) · @: [info@bredent.com](mailto:info@bredent.com)